


Diasend handleiding voor Freestyle Libre, Animas en Dexcom insulinepompen

1) Log in en maak een nieuw account aan op www.diasend.com



Gebruikersnaam
? ?

Wachtwoord
? ?

Log in

Wachtwoord vergeten?

Registreer hier

2) Download de software Diasend uploader


Voltooi de registratie van een nieuwe account en download de diasend® Uploader in de laatste stap van het registratieproces.




diasend® Uploader for Windows

diasend® Uploader for OS X

3) Sla het installatiebestand op



You have chosen to open:

 **DiasendUploader_Patient_2.2.0_R2c01.exe**


Which is a: Binary File (11,5 MB)

From: <https://www.diasend.com>

Would you like to save this file?

Save File Cancel

4) Vind het installatiebestand en voer het uit



Zodra het bestand gevonden is , klik er 2 x op en volg de installatie- instructies op het scherm

5) Start Diasend uploader



Dubbelklik op het Diasend uploader icoon op uw bureaublad om het programma te starten. Start de computer opnieuw op.

6) Verbindt de kabel van de Libre of Dexcom



7) Upload de gegevens van Libre of Dexcom



8) Log in op www.diasend.com om de gegevens te bekijken



9) Deel gegevens met Diabeter: kliniekaccount 62-71699

Account admin

Gegevens delen

Kliniek-ID

Update

