


Dexcom koppelen aan de Diabeter App




Download de Diabeter App (zoals eerder gecommuniceerd)

1 - Open de app en log in > Selecteer het icoon met je initialen rechtsboven in het scherm.

2 - Ga naar Instellingen en selecteer 'Dexcom-account koppelen'.

Zorg ervoor dat je inlogt met het **Dexcom-account** waarin je nu ook je glucosewaarden bekijkt.



3 - Door 'Dexcom-account koppelen' te selecteren, word je vanuit de Diabeter app doorgestuurd naar de Dexcom-inlogpagina.




Bij het invoeren van je gebruikersnaam en wachtwoord geef je automatisch toestemming om je gegevens met Diabeter te delen.

4 - Voer je Dexcom-inloggegevens in om je gegevens te delen met de Diabeter app.

5 - Selecteer 'doorgaan' om terug te keren naar de Diabeter app.

6 - Je Dexcom-account is nu gekoppeld.

Let op:
Heb je een Ypsopomp met Dexcom of een Omnipod met Dexcom dan hoef je dit NIET te doen!



Bekijk je heatmap

Na het succesvol koppelen van je Dexcom-apparaat kun je je heatmap bekijken.

Als je om welke reden dan ook je apparaat wilt ontkoppelen van de Diabeter app, ga dan naar:

Instellingen > gekoppeld apparaat > ontkoppelen.

Let op: als je apparaat is ontkoppeld van de Diabeter app, kunnen wij je glucosewaarden niet langer volgen.

